

Liebe Kunden der Rhein- und Entenfang Apotheke,

Sie erhalten von uns FFP2-Masken, die durch ein 42-seitiges Zertifikat der Firma, CE-Kennzeichnung, EU-Konformitätserklärung und Prüfung durch das unabhängige Speziallabor „Palas“ aus Karlsruhe in ihrer Qualität als **herausragend** zu bezeichnen sind.

Wir möchten Sie zusätzlich über die richtige Handhabung und andere Details informieren, damit die Maske auch den bestmöglichen Schutz entfalten kann.

Grundsätzlich sind die FFP2-Masken zum Einmalgebrauch gedacht und sollten nach einem Tag entsorgt werden. Für den privaten Gebrauch gibt es andere Richtwerte:

1. FFP2-Masken ermöglichen für 2-4 Stunden (je nach körperlicher Anstrengung) einen **Eigenschutz**.
2. Ein **Eigen- oder Fremdschutz** ist bei durchfeuchteter Maske nicht mehr gegeben.
3. Eine durchfeuchtete Maske mind. 72 Stunden trocknen lassen. Dies befreit von den meisten Erregern/Keimen.
4. Die Maske kann im Backofen (90 Grad, 90 Minuten) getrocknet werden. Leider übersteht dies nicht jede Maske. Dafür ist diese danach keimfrei und damit virenfrei.

Bitte wenden →

5. In der Regel ist eine Maske pro Woche ausreichend. Ist diese verschmutzt oder beginnt unangenehm zu riechen, muss diese entsorgt werden.

6. Die Maske bitte nicht in der Mikrowelle erhitzen, es besteht Brandgefahr!

**Falsch**

Maskenkörper beim Abnehmen mit den Händen berühren



**Richtig**

Maske beim Abnehmen nur an den Haltebändern berühren



**Falsch**



Nasenklammer der Maske zeigt nach unten

**Richtig**



Nasenklammer der Maske zeigt nach oben

**Falsch**



Masken-Außenseite zeigt nach innen

**Richtig**



Masken-Außenseite zeigt nach außen

**Falsch**



Maske bedeckt nur den Mund

**Richtig**



Maske bedeckt Nase und Mund

**Falsch**



Maske steht seitlich ab

**Richtig**



Maske liegt dicht an